







PLASTISCHE ENDOSKOPIE  
*PLASTIC ENDOSCOPY*



PLASTISCHE ENDOSKOPIE | PLASTIC ENDOSCOPY





<b>20-2511</b> <b>20-2511G</b>	Endoplastisches Endoskop 187 mm, 0° Blickrichtung, Ø 5 mm <i>Endoplastic scope 187 mm, 0° angle of view,</i>
<b>20-2512</b> <b>20-2512G</b>	Endoplastisches Endoskop 187 mm, 30° Blickrichtung, Ø 5 mm <i>Endoplastic scope 187 mm, 30° angle of view,</i>








PLASTISCHE ENDOSKOPIE | PLASTIC ENDOSCOPY


	<b>20-2500</b>	Endoplastische Metzenbaumschere, 30° gewinkelt <i>Endoplastic Metzenbaum scissors, 30° angled</i>		
		L	AX	AXR
		<b>20-2500</b>	<b>20-2500AX</b>	<b>20-2500AXR</b>

	<b>20-2501</b>	Endoplastische Hakenschere, 30° gewinkelt <i>Endoplastic hook scissors, 30° angled</i>		
		L	AX	AXR
		<b>20-2501</b>	<b>20-2501AX</b>	<b>20-2501AXR</b>

	<b>20-2502</b>	Endoplastische Gewebestanze, 30° gewinkelt <i>Endoplastic punch, 30° angled</i>		
		L	AX	AXR
		<b>20-2502</b>	<b>20-2502AX</b>	<b>20-2502AXR</b>

	<b>20-2505</b>	Endoplastische Metzenbaumschere, gerade <i>Endoplastic Metzenbaum scissors, straight</i>		
		L	AX	AXR
		<b>20-2505</b>	<b>20-2505AX</b>	<b>20-2505AXR</b>

	<b>20-2510</b>	Endoplastische Metzenbaumschere, 30° gewinkelt, mikrofein <i>Endoplastic Metzenbaum scissors, 30° angled, micro</i>		
		L	AX	AXR
		<b>20-2510</b>	<b>20-2510AX</b>	<b>20-2510AXR</b>

	<b>20-2515</b>	Endoplastische Metzenbaumschere, gerade, mikrofein <i>Endoplastic Metzenbaum scissors, straight, micro</i>		
		L	AX	AXR
		<b>20-2515</b>	<b>20-2515AX</b>	<b>20-2515AXR</b>

## PLASTISCHE ENDOSKOPIE | PLASTIC ENDOSCOPY



**20-2520**

Endoplastische Greifzange, 30° gewinkelt  
*Endoplastic grasping forceps, 30° angled*

L	AX	AXR
<b>20-2520</b>	<b>20-2520AX</b>	<b>20-2520AXR</b>



**20-2525**

Endoplastische Greifzange, gerade  
*Endoplastic grasping forceps, straight*

L	AX	AXR
<b>20-2525</b>	<b>20-2525AX</b>	<b>20-2525AXR</b>



**20-2526**

Endoplastische Maryland, 30° gewinkelt  
*Endoplastic Maryland, 30° angled*

L	AX	AXR
<b>20-2526</b>	<b>20-2526AX</b>	<b>20-2526AXR</b>



**20-2527**

Endoplastische Maryland, gerader Schaft  
*Endoplastic Maryland, straight version*

L	AX	AXR
<b>20-2527</b>	<b>20-2527AX</b>	<b>20-2527AXR</b>



**20-2528**

Endoplastische Greifzange, stark gezahnt, 30° gewinkelt  
*Endoplastic grasping forceps, heavy serrated, 30° angled*

L	AX	AXR
<b>20-2528</b>	<b>20-2528AX</b>	<b>20-2528AXR</b>











**20-2529**

Endoplastische Greifzange, stark gezahnt, gerade  
*Endoplastic grasping forceps, heavy serrated, straight*

L	AX	AXR
<b>20-2529</b>	<b>20-2529AX</b>	<b>20-2529AXR</b>



PLASTISCHE ENDOSKOPIE | *PLASTIC ENDOSCOPY*

 	<p><b>20-2530</b></p>	<p>Endoplastische Greifzange, 30° gewinkelt <i>Endoplastic duck nose forceps, 30° angled</i></p>			
			L	AX	AXR
			<b>20-2530</b>	<b>20-2530AX</b>	<b>20-2530AXR</b>
 	<p><b>20-2531</b></p>	<p>Endoplastische Greifzange, gerade <i>Endoplastic duck nose forceps, straight</i></p>			
			L	AX	AXR
			<b>20-2531</b>	<b>20-2531AX</b>	<b>20-2531AXR</b>
 	<p><b>20-2535</b></p>	<p>Metzenbaum-Schere, 280 mm Schaft-Länge, gewinkelt <i>Metzenbaum, 280 mm shaft length, angled</i></p>			
			L	AX	AXR
			<b>20-2532</b>	<b>20-2532AX</b>	<b>20-2532AXR</b>
 	<p><b>20-2536</b></p>	<p>Greifzange, 280 mm Schaft-Länge, gerade <i>Grasping forceps, 280 mm shaft length, straight</i></p>			
			L	AX	AXR
			<b>20-2536</b>	<b>20-2536AX</b>	<b>20-2536AXR</b>
 	<p><b>20-2537</b></p>	<p>Greifzange, 280 mm Schaft-Länge, gerade <i>Grasping forceps, 280 mm shaft length, straight</i></p>			
			L	AX	AXR
			<b>20-2537</b>	<b>20-2537AX</b>	<b>20-2537AXR</b>
 	<p><b>20-2538</b></p>	<p>Greifzange, 280 mm Schaft-Länge, gewinkelt <i>Grasping forceps, 280 mm shaft length, angled</i></p>			
			L	AX	AXR
			<b>20-2538</b>	<b>20-2538AX</b>	<b>20-2538AXR</b>



## ELEKTRODEN | *ELECTRODES*



**20-2539**

Spatel-Elektrode mit Saugkanal, 280 mm Schaft-Länge  
*Spatula electrode with suction, 280 mm shaft length*



**20-2540**

L-Hakenelektrode mit Saugkanal, 280 mm Schaft-Länge  
*L-Hook electrode with suction, 280 mm shaft length*



**20-2560**

Spatel-Elektrode, 250 mm **gewinkelt** ohne Saugkanal  
*Spatula electrode, 250 mm, **angled** without suction channel*



**20-2570**

Spatel-Elektrode, 250 mm **gerade** ohne Saugkanal  
*Spatula electrode, 250 mm, **straight** without suction channel*



**20-2580**

L-Hakenelektrode, 250 mm **gewinkelt** ohne Saugkanal  
*L-hook electrode, 250 mm, **angled** without suction channel*



**20-2581**


L-Hakenelektrode, 250 mm **gerade** ohne Saugkanal  
*L-hook electrode, 250 mm, **straight** without suction channel*



PLASTISCHE ENDOSKOPIE | PLASTIC ENDOSCOPY



**20-2582** Finger-Retraktor für Endoplastik, 220 mm, gerade Version  
*Fan retractor, 220 mm, straight version*



Bestellbeispiel | Order example

- 20-2595ERG** = für Instrument mit ERGO-Griff
- 20-2600ERG** = for Instrument with ERGO-handle

20



**20-2595** Retraktor mit flacher Spitze, 30° gewinkelt, 190 mm  
*Scalp elevator, flat tip, 30° curved,*

**20-2595ERG** Retraktor mit flacher Spitze, 30° gewinkelt, ERGO-Griff, 190 mm  
*Scalp elevator, flat tip, 30° curved, ERGO-handle,*



**20-2600** Retraktor mit einseitiger scharfer Spitze, 30° gebogen, 190 mm  
*Scalp elevator, semi sharp tip, 30° curved,*

**20-2600ERG** Retraktor, wie oben, ERGO-Griff, 190 mm  
*Scalp elevator, semi sharp tip, 30° curved, ERGO-handle,*



**20-2601** Retraktor mit einseitiger scharfer Spitze, 90° gebogen, 190 mm  
*Scalp elevator, semi sharp tip, 90° curved,*

**20-2601ERG** Retraktor, wie oben, ERGO-Griff, 190 mm  
*Scalp elevator, semi sharp tip, 90° curved, ERGO-handle,*



**20-2602** Retraktor mit einseitiger scharfer Spitze, gerade, 190 mm  
*Scalp elevator, semi sharp tip, straight,*

**20-2602ERG** Retraktor, wie oben, ERGO-Griff, 190 mm  
*Scalp elevator, semi sharp tip, straight, ERGO-handle,*



## PLASTISCHE ENDOSKOPIE | PLASTIC ENDOSCOPY



**20-2650**

Saug-Elevator, 30° gebogen, mit scharfer Spitze  
Suction elevator, 30° curved, sharp tip



**20-2655**

Nerven-Dissektor, spitz und scharf, 30° gebogen,  
Nerve dissector, tapered and sharp, 30° curved,

190 mm

**20-2655ERG**

Nerven-Dissektor, wie oben, ERGO-Griff,  
Nerve dissector, tapered and sharp, 30° curved, ERGO-handle,

190 mm



**20-2656**

Nerven Haken gewinkelt, 30° gebogen,  
Nerve hook, tip right angled, 30° curved,

190 mm

**20-2656ERG**

Nerven Haken gewinkelt, 30° gebogen, ERGO-Griff,  
Nerve hook, tip right angled, 30° curved, ERGO-handle,

190 mm



**20-2660**

Orbital Dissektor, extra scharf, 30° gebogen,  
Orbital rim dissector, extra sharp, 30°,


190 mm

**20-2660ERG**

Orbital Dissektor, wie oben, ERGO-Griff,  
Orbital rim dissector, extra sharp, 30°, ERGO-handle,

190 mm





## PLASTISCHE ENDOSKOPIE | PLASTIC ENDOSCOPY



**20-2670**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 25 mm x 100 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 25 mm x 100 mm*

**20-2676**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 25 mm x 120 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 25 mm x 120 mm*

**20-2677**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 30 mm x 120 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 30 mm x 120 mm*

**20-2678**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 25 mm x 150  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 25 mm x 150 mm*

**20-2679**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 30 mm x 150 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 30 mm x 150 mm*

**20-2680**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 25 mm x 100 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 25 mm x 100 mm*

**20-2681**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 30 mm x 120 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 30 mm x 120 mm*

**20-2682**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 30 mm x 120 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 30 mm x 120 mm*

**20-2683**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 25 mm x 150 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 25 mm x 150 mm*

**20-2684**

Retraktor mit Fiberoptic Licht & Saugrohr 30 mm x 150 mm  
*Retractor w / Fiberoptic light & suction, tube 30 mm x 150 mm*





ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANY  
Eisenbahnstraße 65-67  
78604 Rietheim-Weilheim

Phone: ++49 (0) 74 61 / 9 66 17-0  
Fax: ++49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

[info@ackermanninstrumente.de](mailto:info@ackermanninstrumente.de)  
[www.ackermanninstrumente.de](http://www.ackermanninstrumente.de)